

**Paul-Ehrlich-Institut**  
Federal Institute for Vaccines and Biomedicines  
Paul-Ehrlich-Strasse 51 – 59  
D-63225 Langen  
+49-6103-77 0  
Germany

## **Referenzpräparat CMV Immunglobulin** **Reference Preparation CMV Immunoglobulin**

Ch.-B./Lot No.: Juli 1996

Eine Ampulle enthält:  
One ampoule contains:

**110 Einheiten CMV Immunglobulin/ml**  
**110 Units of CMV Immunoglobulin/ml**

Gehalt an Immunglobulinen (ICS Beckmann):  
Content of Immunoglobulins (ICS Beckmann):

IgG: 47,7 g/l  
IgA: 1,49 g/l  
IgM: 0,05 g/l

Proteingehalt/ Protein Content: 49,3 g/l  
pH-Wert/pH-Index: 5,22

Bestimmungsmethode der CMV Antikörper:  
Method of CMV antibody assay:

**ELISA: Enzygnost® Anti CMV/IgG**  
**(Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, 35041 Marburg/Germany)**

*Das CMV Referenz muss 1:100 in FKS vorverdünnt werden.*  
*The CMV reference must be prediluted 1:100 in FKS.*

**Please refer to the test manual in the current version for the test validity.**

Lagerung/Storage: - 20°C  
Bitte mischen Sie die Ampulle durch Invertieren 4-5 mal.  
Please mix by inverting the ampoule 4-5 times before use.

**Hinweis:** Bitte kalibrieren Sie Ihr eigenes Referenzmaterial.  
Wir können nur eine Ampulle/Jahr/Hersteller verschicken.

**Advice:** Please calibrate your own in house reference.  
We can send only one ampoule per year and manufacturer.